

SONDE ATRESIQUE



Descriptif :

La sonde vaginale atrésique se présente sous la même forme que la sonde vaginale classique, seul le diamètre (20 mm) et la longueur (100 mm) changent.

Utilisée dans des configurations difficiles, elle permet un travail confortable dans les cas types de vagins rétrécis dans le sens transversal où les sondes de diamètre plus important ne peuvent être utilisées.

Grâce à ses dimensions plus adaptées, tous les problèmes d'atrésie peuvent être envisagés.

Dimensions : 100 mm Ø 20 mm

METRASOL – MEDIK LINE
Centre Coudon
901 avenue A. Lavallée
ZI Toulon Est BP 298
83078 TOULON cedex 9

☎ +33 (0)4 94 38 84 15 / 📠 +33 (0)4 94 38 87 29